



GO ANYWHERE DO EVERYTHING

Wir stellen vor: Das HörSystem Made for iPhone®

Halo™



Die Wissenschaft der Einfachheit



Setzt neue Maßstäbe bei:



Leistung



Kontrolle



Personalisierung



Konnektivität

Modernste Technik...

Halo

Das HörSystem
Made for
iPhone®



So wie Ihnen geht es uns bei Starkey in erster Linie darum, Menschen zu besserem Hören zu verhelfen. Halo™ — unser neues HörSystem Made for iPhone® — ist das Ergebnis dieses Engagements. Bei der Entwicklung von

Halo stand das Ziel im Mittelpunkt, Hören für Ihre Kunden einfacher und komfortabler zu machen, indem der Hörbedarf und auch der Lebensstil umfassend berücksichtigt werden. Und genau das macht Halo™.

...für modernste Technik.

TRULINK™

Die zuverlässigste
Verbraucher-App
der Branche.



Durch die Kombination modernster Technologie von Starkey mit der zuverlässigsten Mobiltelefon-App für Verbraucher setzt Halo neue Maßstäbe bei Leistung und Personalisierung und bietet gleichzeitig komfortable Kontrolle und Konnektivität.

Erleben Sie mehr

Die Menschen lieben Technologie.


Ihr Reiz ist leicht zu erklären: Er beruht auf dem Versprechen, dass die Technologie unser Leben durch die Vereinfachung aller unserer Aktivitäten und die Bereitstellung neuer Möglichkeiten verbessert. Nur wenige haben dieses Versprechen besser eingehalten als Apple. Apple ist der erste Name, der einem beim Thema Innovation in den Sinn kommt. Das Unternehmen Apple ist bei Technologien, die in aller Munde sind und die jeder täglich benutzen möchte, auf dem Markt bestimmend.

Das ist der Halo-Effekt

Vor Kurzem hat Starkey Halo entwickelt: das speziell für das iPhone gestaltete Hör-System.

Halo kombiniert die überlegene HörSystem-Technologie von Starkey mit dem beliebtesten Smartphone der Welt.

Das Ergebnis ist eine revolutionäre neue Hörlösung, die die Vorteile der Technologie für Ihre Kunden nutzbar macht.



Halo ist auch kompatibel mit dem iPad® und dem iPod touch®



Halo und TruLink sind kompatibel mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air, iPad 4, iPad mini mit Retina-Display, iPad mini und dem iPod touch (5. Generation).

Glückliche, zufriedene Kunden

Jeder liebt sein iPhone.

Der Grund liegt auf der Hand:
Das iPhone ist Telefon, Kalender, Kamera, Kontaktliste, Entertainment-Center und Zeitvertreib in einem. Es ist die unverzichtbare Verbindung zu allem, was den Menschen wichtig ist. Kurz gesagt: Das iPhone ist die ganze Welt - direkt in Ihrer Hand.



Das ist der Halo Effekt

Halo macht das, was alle an ihrem iPhone lieben, auch für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen nutzbar. Halo ist ebenso einfach und intuitiv zu nutzen wie das iPhone und lässt sich mühelos in die Welt Ihrer Kunden integrieren, um deren Leben besser zu machen.

Das HörSystem Halo Made for iPhone reduziert das Stigma, ein HörSystem zu tragen, und führt so dazu, dass Verbraucher früher Hilfe suchen werden, als sie es sonst tun würden.





Durch unsere TruLink Hearing Control App wird Halo zu einer Hörlösung, die stärker personalisierbar ist, als dies jemals zuvor möglich war.

TRULINK™

Halo ist ein fortschrittliches, flexibles und attraktiv gestaltetes RIC 13 HörSystem, das in den akustisch schwierigen Umgebungen von heute kristallklaren Sound bietet. Aber das ist noch nicht alles.

Halo wurde zusammen mit unserer geschützten neuen TruLink Hearing Control App entwickelt und lässt sich nahtlos mit dem iPhone des jeweiligen Benutzers verbinden. So wird es von einem Hochleistungs-HörSystem zu einer Hörlösung, die bisher unerreichte Personalisierungsmöglichkeiten bietet.

Die TruLink App ermöglicht die nahtlose Verbindung zwischen Halo-HörSystemen und dem iPhone.

TruLink nutzt die intuitive Bedienung und Vielseitigkeit des iPhones und erfüllt durch folgende Funktionen die Anforderungen der anspruchsvollen und Technik-affinen Benutzer von heute:

- Ermöglicht komfortabel die Kommunikation über das iPhone
- Bietet Starkey Superior Sound™ und kristallklares Audio-Streaming beliebiger Musik oder Medien, die über iPhone, iPad und iPod touch wiedergegeben werden
- Ermöglicht es Benutzern, Hörprogramme zu personalisieren und über Geotags zu markieren, damit sie zu ihren Aktivitäten und den von ihnen aufgesuchten Orten passen
- Automatisches Umschalten basierend auf personalisierten Geotags (so wird beispielsweise das Hörprogramm Starbucks® automatisch aktiv, wenn sie ihre Lieblings-Starbucks-Filiale betreten)
- Automatische Anpassung, wenn sich der Träger in einem Fahrzeug fortbewegt
- Ermöglicht es den Benutzern, Live-Sound aufzuzeichnen, wiederzugeben und per E-Mail zu versenden
- Nutzer können sich E-Mails und Texte von Siri® über ihr Hör-System vorlesen lassen
- Die Lautstärke des HörSystems sowie die Hörprogramme sind über das iPhone steuerbar

Immer ein besseres Hörerlebnis



SoundSpace

Dank TruLink SoundSpace kann jeder Anwender die Einstellungen einfach und unkompliziert an seine jeweilige Umgebung anpassen. Frequenz- und Ton-Einstellungen werden angepasst, indem man den Finger über den Bildschirm bewegt – und diese dann als TruLink-Programm speichert. So können zu jedem Zeitpunkt Anpassungen vorgenommen werden, damit jeder Ort, an dem Sie sich befinden, so klingt, wie Sie es am liebsten haben.



Fernbedienung

Benutzer können die Lautstärke und die Hörprogramme ihres HörSystems einfach über ihr iPhone steuern. Und da beide über einen Anzeigebalken eingestellt werden, haben Benutzer eine bessere Kontrolle und nahezu unbegrenzte Einstellmöglichkeiten, um ihre persönlichen Vorlieben einzustellen.



Live Microphone

Dank des Live Microphone können Audiosignale live aufgezeichnet und sogar per E-Mail versendet werden. Jeder Anwender kann sich die Aufnahmen später in ruhigerer Umgebung anhören oder an seinen Hörgeräteakustiker senden, damit dieser bei der Fehlerbehebung unterstützt und berät.



Kristallklares Audio-Streaming

Halo bietet direktes Streaming von Telefongesprächen, Musik und Medien vom iPhone. So können Benutzer zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort von komfortabler Kommunikation und kristallklarem Audio-Streaming profitieren – und benötigen nichts weiter als ihr iPhone.



TruLink Programme

Jeder Benutzer kann über das SoundSpace-Tool der TruLink App bis zu 20 TruLink-Programme erstellen. Jedes Programm wird über die App programmiert und aktiviert. Die Anwender können die Programmnamen frei wählen. Außerdem können sie ihre TruLink-Programme mit einem Geotag versehen. Diese tolle Funktion macht das Leben sogar noch einfacher. Sie nutzt die integrierte GPS-Funktion des iPhones, um den jeweiligen Aufenthaltsort des Anwenders zu bestimmen. Auf dieser Grundlage wechselt sie automatisch das Programm, wenn sich der betroffene Halo-Benutzer an einem getaggten Ort befindet (sie aktiviert z. B. automatisch das Programm „Fitnessstudio“, wenn der Benutzer das Studio betritt).

TruLink ist so einfach und intuitiv zu bedienen wie Ihr iPhone und iPad



TruLink Fahrzeug-Modus

Mit dem Fahrzeug-Modus von TruLink wechselt Halo automatisch auf eine Einstellung, die störende Fahrgeräusche unterdrückt und das „Hör“-Fahrerlebnis des Benutzers verbessert.

Der Träger kann sich sogar Texte und E-Mails von Siri direkt auf sein HörSystem sprechen lassen.



Das ist der Halo Effekt

TruLink bietet Funktionen, die das Leben von seinen Nutzern an jedem Ort verbessern – so dass sie all das genießen können, was sie gerne tun.

Ein bisschen Kontrolle macht einen großen Unterschied

Von der iPhone-Hülle bis zu den verwendeten Apps und Medien – das iPhone jedes Menschen ist so einzigartig wie er selbst.

Mit TruLink können Sie jedem Nutzer eine individuelle Lösung gestalten, die genauso einzigartig ist wie sein iPhone – indem er eine intuitive und einfache Möglichkeit erhält, Halo für sich selbst perfekt zu

konfigurieren. Dieses bisher unerreichte Maß an Personalisierung ist ohne Sie natürlich nicht möglich, denn Ihr Fachwissen ist der unverzichtbare erste Schritt für die Optimierung der Hörgeräte-Einstellungen auf der Grundlage der audiometrischen Eigenschaften des jeweiligen Anwenders und seiner Erwartungen an die Anpassung.

Individuelles Audio-Netzwerk

Zusammen bilden Halo, TruLink und das iPhone eine neue Hörumgebung für Ihre Kunden, die stärker auf deren individuelle Anforderungen zugeschnitten ist, als dies jemals zuvor der Fall war.

Wide Area
Network
Edge, 3G, 4G LTE

Local Area
Network
WiFi 802.11x

Individuelles Audio-
Netzwerk
TruLink: 2.4 Ghz

Tatsache ist jedoch, dass Sie Ihren Kunden nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dank TruLink und SoundSpace ist das auch gar nicht mehr nötig. Denn Ihre Kunden haben nun die Möglichkeit, selbstständig die Klangqualität an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Dies führt zu einer stärkeren Einbindung des Kunden, schnellerer Akzeptanz, weniger Folgebesuchen und größerer Zufriedenheit.

Die Akzeptanz steigt, wenn die Kunden sich im Hinblick auf die Klangqualität ihres HörSystems besser einbringen können.

12

**TruLink Hearing
Control App**

Ermöglicht Ihren Kunden die einfache Personalisierung von Halo – damit es perfekt zu ihnen passt.

**Sound
Space**

Neue Möglichkeiten für
Ihre Kunden.

13

Unsere neue 2,4 GHz Drahtlos- Plattform übertrifft alle anderen

Der Schlüssel für die Einfachheit und Vielseitigkeit von Halo liegt in der TruLink-Technologie, unserer neuen 2,4 GHz Drahtlos-Plattform, die vollständige nahtlose Konnektivität mit iPhone, iPad und iPod touch sowie drahtlose Programmierung für Sie ermöglicht.

Die TruLink-Technologie ist das Ergebnis sorgfältigster Forschung, Gestaltung, technischer Umsetzung und Validierung. Mit ihr konnten wir erneut neue Maßstäbe setzen und überaus leistungsfähige Funktechnik-Lösungen mit niedrigem Strombedarf schaffen.



*Sorgfältigste Forschung und
technische Gestaltung für ein
Ziel: besseres Hören*

*Die TruLink-Technologie
erweitert die Bandbreite
und verdoppelt den
Dynamikbereich anderer
Drahtlos-Plattformen,
was kristallklaren Sound
und kompromisslose
Signalstabilität ermöglicht
– selbst in der größten
Menschenmenge.*

Eine der wichtigsten Komponenten für die Stabilität und problemlose Konnektivität von TruLink ist Bluetooth® 4.0. Durch die Verwendung von Bluetooth® 4.0 bieten Halo-HörSysteme mit geringem Stromverbrauch ein hochwertiges, digitales Hörerlebnis. Ihre Kunden genießen Audio-Streams vom iPhone, iPad oder iPod Touch mit hervorragender Klangqualität bei Telefongesprächen, Musik, FaceTime®-Gesprächen oder anderen Aktivitäten.

Der Halo Vorteil „Starkey Superior Sound™“



Das Herzstück der am stärksten personalisierten Hörlösung der Welt ist ein fortschrittliches und überaus sorgfältig gestaltetes neues HörSystem.

Halo liefert das, was Anwender und Fachleute brauchen und was sie sich von einem HörSystem wünschen – insbesondere im Hinblick auf Klangqualität, Hörverständlichkeit und zuverlässige Leistung.



Am Anfang steht BluWave® 3.0, unser bahnbrechendes Betriebssystem, das die perfekte Grundlage für die evidenzbasierte Entwicklung darstellt, die Starkey besser als jeder andere beherrscht. Dank der fortschrittlichen Signalverarbeitungsleistung von BluWave® 3.0 können wir Hörbarkeit, Sprachver-

stehen, Komfort und Klang kontinuierlich optimieren. Das Ergebnis sind die branchenweit führenden Features von Starkey, zu denen hervorragende Rückkopplungseliminierung, adaptives Störlärm-Management und Direktionalität zählen, die zusammen den Starkey Superior Sound ergeben.

Hinzu kommen Leistung und stärkere Personalisierung



Halo ist mit der Option „Absolute Power“ ausgestattet, die es zu einer attraktiven Wahl für Anwender macht, die eine Verstärkung von bis zu 70 dB benötigen. Und alle Halo-Geräte können mit einem Ohrpass-Stück versehen werden, so dass noch mehr Möglichkeiten entstehen, eine komfortable und personalisierte Hörlösung anzubieten.



*Anwender können
von Rückkopplungen
verschont werden*

PUREWAVE RÜCKKOPPLUNGSELIMINIERUNG³

Die beste Lösung der Branche für das Rückkopplungs- problem

PureWave Rückkopplungseliminierung³ – das Best-in-Class Rückkopplungseliminierungssystem von Starkey – bietet das intuitivste Initialisierungsprotokoll der Branche. Es identifiziert, klassifiziert und eliminiert störendes Pfeifen und Rauschen in allen Umgebungen und stellt breite Anpassbereiche und schnelle Reaktion auf komplexeste Rückkopplungen sicher. Ihre Kunden erleben rückkopplungsfreies und komfortables Hören, ob sie nun telefonieren, einen geliebten Menschen umarmen oder sich in

einer Menschenmenge in einem Konzertsaal befinden. Auch das Erlernen eines neuen Systems ist kein Problem. Von den zusätzlichen 28 dB stabiler Verstärkung über das schnelle Auffinden und Auslöschen von Rückkopplungen bis zum raschen Management des Programms – Sie müssen nur die Initialisierung durchführen: fertig! Es ist nicht nötig, für „offene Versorgung“ zu optimieren. Sie brauchen nie wieder einen Gedanken an Rückkopplungen zu verschwenden.



VOICE iQ²

Klarer Sieger bei der Sprachverständlichkeit

Die Königsdisziplin der Hörgerätekonstruktion ist die Beherrschung von Klarheit bei Störgeräuschen – und näher als Starkey mit Voice iQ² ist noch kein Hersteller diesem Ziel gekommen. Unser revolutionäres System zur Störlärmunterdrückung Voice iQ² wendet die variable Störlärmanpassung auf allen Kanälen schneller an als jedes andere System, um optimiertes Sprachverstehen in Restaurants, Sportstadien, bei sozialen Anlässen o. ä. zu bieten.



Die Nutzer können sich auf das konzentrieren, was gesagt wird, und die Störgeräusche im Hintergrund ausblenden.

Voice iQ² bietet eine überaus effektive Störlärmunterdrückung ohne Einbußen bei der Sprache und:

Bietet optimierte Sprachverständlichkeit in jeder Umgebung.

- klassifiziert die Eingangssignale alle 6 Millisekunden
- führt alle 20 Millisekunden eine Anpassung durch, um störende Geräusche zwischen Silben zu mindern
- bleibt selbst in ruhigen Umgebungen aktiv und dynamisch
- eliminiert weitgehend unnatürliche Artefakte
- macht in Kombination mit InVision Directionality* das Hören müheloser und reduziert Ermüdung
- sorgt dafür, dass Störgeräusche im Hintergrund von Stimmengewirr als deutlich weniger störend empfunden werden**

*Desjardin, J.L. & Dougherty, K.A. (2012). The effect of hearing aid noise reduction on listening effort in older adults. Poster vorgestellt auf der AudiologyNOW!, Chicago, Ill.

**Eddins, D.A., Klein, A.V., Arnold, M.L., & Ellison, J.C. (2013). Acceptable Noise Level: Effect of presentation level, digital noise reduction and stimulus type. Poster vorgestellt auf der AudiologyNOW!, Anaheim, Kalifornien.

Hören sollte niemals anstrengend sein

Die Anwender profitieren von nahtlosem Umschalten zwischen verschiedenen Umgebungen.

Eine feste Richtwirkung ist nicht für jedes Hörprogramm geeignet, daher ist der dynamische Richtwirkungsalgorithmus in unserem InVision Directionality³ Mikrofonsystem besser als andere.

Mit InVision Directionality³ haben wir jahrelange Forschungsarbeit im Akustikbereich und modernste Erkenntnisse aus dem Feld der Hörforschung kombiniert, um die flüssigste und präziseste Richtwirkung der Branche zu erreichen.

Durch die dynamische Richtwirkungsumschaltung profitieren die Anwender von einem nahtlosen und korrekten Übergang zwischen verschiedenen Hörumgebungen. Dabei gewährleisten ein hoher Freifeld-DI-Wert und ein niedriges Betriebsgrundrauschen ein optimiertes Sprachverstehen und geringere Höranstrengung – unabhängig davon, ob der Träger mit seinem Ehepartner spricht, eine Bestellung im Drive-in aufgibt oder an einer Besprechung teilnimmt.



SPECTRAL iQ

Werden Sie zum Helden für Kunden mit Hörverlusten im oberen Frequenzbereich



Hochfrequente Töne machen ungefähr 25% der gesprochenen Sprache aus und beinhalten einige der wertvollsten Anteile. Spectral iQ, die innovative Technologie von Starkey zur Frequenzübersetzung in hörbare Bereiche, garantiert, dass jedes „T“, jedes „S“ und jedes Kind gehört werden.

Anders als Technologien, bei denen die Frequenzkompression auf breite Spektren angewendet wird, wird mit Spectral iQ die Verbesserung der Echtzeit-Hörbarkeit erreicht. Dabei werden hochfrequente Sprachanteile identifiziert und in niedrigeren Frequenzen, in denen sie besser zu verstehen sind, repliziert.

Der intelligente Ansatz von Spectral iQ:

- Hörbereichserweiterung für Kunden mit stark ausgeprägtem Hochtonverlust
- Bietet die größte aktive Bandbreite aller verfügbaren Technologien zur Frequenzübersetzung
- Verursacht durch die Erhaltung von spektralen Signalen und harmonischen Beziehungen weniger Verzerrungen als andere Ansätze



ISO COMPRESSION

Mit leisen Tönen

kennen wir uns aus

Wir wissen, dass Sprache dynamisch ist. Daher können mit unserer bahnbrechenden ISO Compression leise, mittellaute und laute Sprachsignale unabhängig kontrolliert werden. Dies ermöglicht einen stärker personalisierten Ansatz bei der Anpassung, was ein komfortableres und besser kontrolliertes Hören erlaubt. Folgende Funktionen machen dieses stärker personalisierte Hören möglich:

- Das Hörbarmachen leiser Sprachsignale, ohne die Kompressionscharakteristika, die auf laute Signale angewendet werden, zu verändern
- Getrenntes Management lauter Signale, wobei die Qualität leiserer Signale beibehalten wird

HYDRASHIELD²

Kein Problem mehr mit Wasser oder Cerumen



Halo-HörSysteme sind mit dem von Starkey geschützten Feuchtigkeits-Schutzsystem HydraShield^{®2} ausgestattet, das durch Nanobeschichtung, „Unibody“-Gehäuse und intelligente Platzierung der Komponenten Wasser, Cerumen und Hautfette abweist. Das Ergebnis sind HörSysteme, die länger getragen werden können und weniger Reparaturen benötigen.

Die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen

Das ist der Halo-Effekt

Ihre Kunden wünschen sich – Halo bietet

Besseren Hörkomfort in lauten Umgebungen

Die Kombination zweier Technologien – **Voice iQ™²** und **InVision Directionality³** – sorgt dafür, dass Störgeräusche unterdrückt werden, Sprache hervorgehoben und das Hören in den akustisch anspruchsvollen Umgebungen einfacher wird.

Kein Rauschen oder Pfeifen

Unsere **PureWave Rückkopplungseliminierung³**, die neue Maßstäbe in der Branche setzt, verhindert Rückkopplungen und bietet komfortables Hören.

Bessere Hörbarkeit hoher Frequenzen

Spectral iQ, unsere patentierte Technologie zur Frequenzübersetzung, identifiziert Hochfrequenz-Töne im Sprachbereich und repliziert diese in niedrigere Frequenzen, in denen sie einfacher zu hören und zu verstehen sind.

Nuanciertere Klangqualität

Sprache ist dynamisch und daher ermöglicht unsere ISO Compression die unabhängige Steuerung leiser, moderater und lauter Sprach-Pegel, so dass eine noch präzisere, individuelle Anpassung erfolgen kann.

HörSysteme, die sich in das Leben einfügen

Mit Halo stehen Ihre Kunden mitten im Leben und sind mit allem, was sie lieben, direkt verbunden – dank der drahtlosen Synchronisierung mit dem iPhone und seinen Funktionen.

Verbesserte Kommunikation am Telefon

Direktes Streaming von Telefonanrufen vom iPhone des HörSystem-Trägers auf sein Halo-HörSystem ermöglicht deutliches und komfortables Sprachverstehen.

Hervorragenden Klang von Musik und Medien

Die Träger können Musik oder Medien, die sie auf ihrem iPhone abspielen, direkt auf die HörSysteme streamen – für ein noch intensiveres und eindrucksvolleres Hörerlebnis.

Personalisiertes Hörerlebnis

Mit Hilfe des SoundSpace Tools der TruLink App können Anwender kleine Änderungen an der Klangqualität vornehmen, um sie ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.

Intuitives Hören

Mit Geotags versehene Hörprogramme ändern automatisch den Modus, wenn das GPS-Feature auf dem iPhone erkennt, dass sich der Nutzer an einem getaggten Standort befindet. (Das Hörprogramm „Zu Hause“ wird zum Beispiel aktiviert, wenn die Kunden nach Hause kommen.)


Einfache Feinanpassung unterwegs

Der Anzeigebalken der TruLink App bietet nahezu unendlich viele Lautstärkeeinstellungen.

Zuverlässige, unkomplizierte HörSysteme

Die **HydraShield²** Nanobeschichtung schützt zuverlässig vor Wasser und Cerumen. Und der Anwender kann über die Fernbedienungsfunktion des iPhones seine HörSysteme unkompliziert steuern und einstellen.

Starkey – bei Funktechnik- Lösungen die größte Auswahl



Mit Halo bietet Starkey Ihnen die Möglichkeit, jeden Bedarf und jeden Wunsch im Bereich Funktechnik-Lösungen zu erfüllen.

Entscheiden Sie, welche Lösung für Ihre Kunden jeweils die beste ist: die 900 MHz-Lösungen 3 Series™, Xino™ Wireless und SurfLink® oder das komfortablere neue 2,4 GHz-Halo.

Sie können sicher sein: Mit Ihrer Entscheidung für Starkey stehen Ihnen viele Optionen und intelligente Lösungen für die optimale Beratung Ihrer Kunden zur Verfügung!

30

TruLink
2.4 GHz



SurfLink
900 MHz



31

Besser hören für ein besseres Leben



ZUSÄTZLICHE FEATURES

SoundSpace	InVision Directionality ³	Autopfad
TruLink-Programme	ISO Compression	Komfort prüfen
TruLink Adaptiver Fahrzeug-Modus	Live Speech Mapping	Data Logging
Kristallklares Audio-Streaming	HydraShield ^{®2}	
Live Microphone	In-Situ Audiometry	

Das ist der
Halo-Effekt

NEUE WEGE ZUM BESSEREN HÖREN FÜR IHRE KUNDEN



Besser hören, mehr vom Leben

Ein weltweites Unternehmen
mit Hauptsitz in Eden Prairie,
Minnesota, USA

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S.
Eden Prairie, MN 55344
www.StarkeyPro.com

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg



www.starkeypro.de

„Made for iPod“, „Made for iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass elektronisches Zubehör speziell für die Verbindung mit dem iPod, dem iPhone bzw. dem iPad entwickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es die Leistungsstandards von Apple erfüllt. Apple ist für den Betrieb dieses Geräts oder seine Konformität mit Sicherheits- und regulatorischen Standards nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPod, dem iPhone oder dem iPad die Drahtlos-Leistung beeinträchtigen kann.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch FaceTime und Siri sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.